

Eiwitelektroforese in serum

Analyse

Naam analyse:	Eiwitelektroforese in serum
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Capillaire zone elektroforese (Sebia Capillarys 3 OCTA)
LOINC-code:	2865-4
MEDIDOC-code:	57151B.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	10 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen)
------------------------	--

Interpretatie

Eenheid:	g/L
----------	-----

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

2.10-3.50 g/L

2.10-3.50 g/L

Laatst gewijzigd op

13-10-2023

Nicolas Vrydags

Copyright © 2025 All rights reserved.