

5-Hydroxyindolazijnzuur in urinecollectie

Analyse

Naam analyse:	5-Hydroxyindolazijnzuur in urinecollectie
Synoniemen:	5-HIAA
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Tandem massa spectrometrie (AB Sciex Triple Quad 5500)
LOINC-code:	31203-3

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja

Afname

Matrix:	Urinecollectie (aangezuurd)
Recipiënt:	Urinecollectie (aangezuurd)
Minimum hoeveelheid staal:	2 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	mg/L
----------	------

Facturatie

Nomenclatuur:	546593 - 546604 B 1000 Dosereren van 5-hydroxy-indolazijnzuur door HPLC #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/08/2025
---------------	---

Laatst gewijzigd op

13-10-2023

Nicolas Vrydags

Copyright © 2025 All rights reserved.