

Androsteendion

Analyse

Naam analyse: Androsteendion
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: CLIA (DiaSorin Liaison XL)
 LOINC-code: 1854-9
 MEDIDOC-code: 44909A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Interpretatie

Eenheid: ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

2 j-7 j	0.02-0.29 ng/mL	0.00-0.34 ng/mL
7 j-12 j	0.07-0.74 ng/mL	0.12-2.41 ng/mL
12 j-17 j	0.25-2.21 ng/mL	0.42-3.41 ng/mL
17 j-22 j	0.44-2.65 ng/mL	0.70-4.31 ng/mL
> 22 j	0.50-3.50 ng/mL	

Facturatie

Nomenclatuur: 559451 - 559462 B 600 Doseran van androstenedion
#(Maximum 1)(Cumulregel [99](#), [210](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023