

Calprotectine

Analyse

Naam analyse: Calprotectine
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: CLIA (DiaSorin Liaison XL)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Neen
 Stabiliteit tijdens bewaring: 72u (2-8°C)

Afname

Matrix: Faeces
 Recipiënt: Recipiënt

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Interpretatie

Eenheid: mg/kg

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50 mg/kg

50 mg/kg

Facturatie

Nomenclatuur: 544751 - 544762 B 1600 Doseren van calprotectine #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [122](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

30-01-2024

Veerle Van Steen

Copyright © 2025 All rights reserved.