

Antitrombine

Analyse

Naam analyse:	Antitrombine
Synoniemen:	ATIII, AT3
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	Colorimetrie (Sysmex CN-6000)
MEDIDOC-code:	58109A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	%
----------	---

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 7 md	81-126 %	81-126 %
7 md-1 j	90-132 %	90-132 %
1 j-6 j	93-128 %	93-128 %
6 j-11 j	92-122 %	92-122 %
11 j-19 j	90-119 %	90-119 %
> 19 j	79-120 %	79-120 %

Facturatie

Nomenclatuur: 554094 - 554105 B 200 Dosereren van de antitrombine activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [20](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

28-04-2025

Nena Christensen