

ANA

Analyse

Naam analyse:	ANA
Synoniemen:	Antinucleaire antilichamen, ANF
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Indirecte immunofluorescentie (Werfen QL-3000/NOVA view)
LOINC-code:	29950-3

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	1 week (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	50 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
------------------------	---------

Facturatie

Nomenclatuur:	556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregul 28) Bron: RIZIV website op 01/08/2025
---------------	--

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.