

Chlamydia psittaci IgM

Analyse

Naam analyse:	Chlamydia psittaci IgM
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Immunofluorescentie
LOINC-code:	22181-2
MEDIDOC-code:	58435M.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	200 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	titer
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10 titer	10 titer

Facturatie	
Nomenclatuur:	551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel 327)(Diagnoseregel 74) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op
10-10-2023