

ALP

Analyse

Naam analyse: ALP
 Synoniemen: Alkalische fosfatase
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Spectrofotometrie (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 6768-6
 MEDIDOC-code: 57283A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens
 bewaring: 7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: U/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 14 d	83-248 U/L	83-248 U/L
14 d-1 j	122-469 U/L	122-469 U/L
1 j-10 j	142-335 U/L	142-335 U/L
10 j-13 j	129-417 U/L	129-417 U/L
13 j-15 j	116-468 U/L	57-254 U/L
15 j-17 j	82-331 U/L	50-117 U/L
17 j-19 j	55-149 U/L	45-87 U/L
> 19 j	40-129 U/L	35-104 U/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541914 - 541925 B 80 ° Dosereren van de alkalische fosfatasen
#(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen