

Beta trace proteïne in vocht

Analyse

Naam analyse:	Beta trace proteïne in vocht
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Gent Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent 09/332.21.11
Analysemethode:	Immunologische methode
LOINC-code:	48493-1

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Vocht
Recipient:	Steriel recipient
Minimum hoeveelheid staal:	200 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mg/L
----------	------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1.0 mg/L	1.0 mg/L

Facturatie	
Nomenclatuur:	544132 - 544143 B 400 Electroforese van proteïnen met curve en berekening #(Maximum 1) (Cumulregel 31) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
31-07-2024	Leen Hermans