

C-peptide

Analyse

Naam analyse: C-peptide
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 14633-2
MEDIDOC-code: 44753_.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens
bewaring: 24u (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: nmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.37-1.47 nmol/L

0.37-1.47 nmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 559134 - 559145 B 400 Dosereren van C-peptide #(Maximum 1)(Cumulregel [89](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.