

AST

Analyse

Naam analyse: AST
 Synoniemen: ASAT, Aspartaat-aminotransferase, GOT
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Spectrofotometrie (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 88112-8
 MEDIDOC-code: 13551A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: U/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50 U/L

35 U/L

Facturatie

Nomenclatuur: 125090 - 125101 B 100 Dosereren van aspartaat
aminotransferasen #(Maximum 1) (Cumulregel [4](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.