

Chlamydia trachomatis IgG

Analyse

Naam analyse:	Chlamydia trachomatis IgG
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	CMIA (DiaSorin Liaison XL)
LOINC-code:	26715-3
MEDIDOC-code:	58435L.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	230 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	U/mL
----------	------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	9.0 U/mL	9.0 U/mL

Facturatie	
Nomenclatuur:	551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel 327)(Diagnoseregel 74) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op
10-10-2023