

Aldosteron in urinecollectie

Analyse

Naam analyse:	Aldosteron in urinecollectie
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Tandem massa spectrometrie (AB Sciex QTRAP 6500)
LOINC-code:	1765-7
MEDIDOC-code:	44961A.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja

Afname

Matrix:	Urinecollectie (neutraal)
Recipiënt:	Urinecollectie (neutraal)
Minimum hoeveelheid staal:	10 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	µg/24u
----------	--------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.7-17.0 µg/24u	0.7-17.0 µg/24u

Laatst gewijzigd op	
26-02-2025	Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.