

## Totaal eiwit in serum

### Analyse

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Naam analyse:            | Totaal eiwit in serum          |
| Uitvoerend laboratorium: | AZ Klina                       |
| Analysemethode:          | Colorimetrie (Roche Cobas Pro) |
| LOINC-code:              | 2885-2                         |
| MEDIDOC-code:            | 57215A.B                       |

### Aanvraag

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uitvoering in urgentie:       | Neen            |
| Bijaanvraag mogelijk:         | Ja              |
| Stabiliteit tijdens bewaring: | 4 weken (2-8°C) |

### Afname

|            |           |
|------------|-----------|
| Matrix:    | Serum     |
| Recipient: | Serumtube |

### Uitvoering

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Uitvoeringsfrequentie: | Dagelijks |
|------------------------|-----------|

### Interpretatie

|          |     |
|----------|-----|
| Eenheid: | g/L |
|----------|-----|

#### Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| ? 1 d    | 46.00-70.00 g/L | 46.00-70.00 g/L |
| 1 d-1 wk | 44.00-76.00 g/L | 44.00-76.00 g/L |
| 1 wk-1 j | 51.00-73.00 g/L | 51.00-73.00 g/L |
| 1 j-2 j  | 56.00-75.00 g/L | 56.00-75.00 g/L |
| 2 j-18 j | 60.00-80.00 g/L | 60.00-80.00 g/L |
| > 18 j   | 64.00-83.00 g/L | 64.00-83.00 g/L |

## Facturatie

Nomenclatuur: 540956 - 540960 B 50 Doseren van totale proteïnen  
 #(Maximum 1)  
 Bron: RIZIV website op 01/08/2025

## Laatst gewijzigd op

13-10-2023

Nicolas Vrydags