

Flecaïnide

Analyse

Naam analyse: Flecaïnide
Uitvoerend laboratorium: Klinische Biologie AZ Sint-Jan
Ruddershove 10, 8000 Brugge
050/45.99.00
Analysemethode: HPLC-DAD
LOINC-code: 3638-4

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Interpretatie

Eenheid: ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	400-800 ng/mL	400-800 ng/mL

Facturatie

Nomenclatuur: 548052 - 548063 B 350 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan #(Maximum 2)(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

13-10-2023

Nicolas Vrydags

Copyright © 2025 All rights reserved.