

Gastrine

Analyse

Naam analyse: Gastrine
Uitvoerend laboratorium: Algemeen Medisch Laboratorium
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen
03/303.08.00
Analysemethode: CLIA (Siemens Immulite 2000 Xpi)
LOINC-code: 2333-3
MEDIDOC-code: 44751A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Neen
Stabiliteit tijdens
bewaring: 4u (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube
Minimum hoeveelheid
staal: 500 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Interpretatie

Eenheid: pg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	13.0-115.0 pg/mL	13.0-115.0 pg/mL

Facturatie	
Nomenclatuur:	559112 - 559123 B 450 Doseran van gastrine #(Maximum 1)(Cumulregel 88 , 322) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
28-03-2024	Veerle Van Steen