

Totaal eiwit in urine

Analyse

Naam analyse:	Totaal eiwit in urine
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Turbidimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	2888-6
MEDIDOC-code:	13577A.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Urine
Recipient:	Recipient

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	g/L
----------	-----

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.15 g/L

0.15 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 125532 - 125543 B 50 Doseran van totale proteïnen
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [1](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.