

Totaal eiwit in cerebrospinaal vocht

Analyse

Naam analyse: Totaal eiwit in cerebrospinaal vocht
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Turbidimetrie (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 2880-3
 MEDIDOC-code: 57309A.C

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 6 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Cerebrospinaal vocht
 Recipiënt: Steriel recipiënt

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

15-45 mg/dL

15-45 mg/dL

Facturatie

Nomenclatuur: 544095 - 544106 B 100 Doseran van totale proteïnen
#(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.