

Beta D-glucan

Analyse

Naam analyse:	Beta D-glucan
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Leuven Herestraat 49, 3000 Leuven 016/34.70.00
Analysemethode:	Turbidimetrische bepaling Wako (FUJIFILM Toxinometer MT-6500)
LOINC-code:	42176-8

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	pg/mL
----------	-------

Laatst gewijzigd op

13-10-2023

Nicolas Vrydags

