

Hepatitis B virus surface antigeen

Analyse

Naam analyse: Hepatitis B virus surface antigeen
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 65633-0
MEDIDOC-code: 58455A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Facturatie

Nomenclatuur:

551390 - 551401 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [230](#), [328](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

11-03-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.