

Hemoglobine A1c

Analyse

Naam analyse: Hemoglobine A1c
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: HPLC (Tosoh Bioscience G8)
 LOINC-code: 59261-8
 MEDIDOC-code: 57183B.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Fluoride-volbloed
 Recipiënt: Fluoridetube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen)

Interpretatie

Eenheid: mmol/mol

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20-42 mmol/mol

20-42 mmol/mol

Facturatie

Nomenclatuur: 540750 - 540761 B 250 Dosereren van glycohemoglobine in hemolysaat #(Maximum 1) (Cumulregel [18](#)) (Diagnoseregul [56](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.