

17-Hydroxyprogesteron

Analyse

Naam analyse:	17-Hydroxyprogesteron
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Tandem massa spectrometrie (AB Sciex QTRAP 6500)
LOINC-code:	1668-3
MEDIDOC-code:	44907A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	Min. 28 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	500 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	3x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	ng/dL
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 4 d	7-77 ng/dL	7-77 ng/dL
4 d-3 md	200 ng/dL	7-106 ng/dL
3 md-6 md	90 ng/dL	13-106 ng/dL
6 md-12 md	148 ng/dL	148 ng/dL
12 md-4 j	228 ng/dL	256 ng/dL
4 j-7 j	208 ng/dL	299 ng/dL
7 j-10 j	63 ng/dL	71 ng/dL
10 j-12 j	70 ng/dL	89 ng/dL
12 j-20 j	97 ng/dL	76 ng/dL
20 j-30 j	114 ng/dL	84 ng/dL
30 j-40 j	127 ng/dL	85 ng/dL
40 j-50 j	134 ng/dL	78 ng/dL
> 50 j	130 ng/dL	68 ng/dL

Facturatie

Nomenclatuur: 559436 - 559440 B 500 Doseran van 17-hydroxyprogesteron
 # (Maximum 1) (Cumulregel [98](#), [210](#), [322](#))
 Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

06-01-2025

Nicolas Vrydags