

Oestradiol

Analyse

Naam analyse: Oestradiol
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 83096-8
MEDIDOC-code: 44861A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens
bewaring: 3 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: ng/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 10 j	5-20 ng/L	6-27 ng/L
> 10 j	11-43 ng/L	

Facturatie

Nomenclatuur: 546210 - 546221 B 500 Doseran van oestradiol # (Maximum 1)
 (Cumulregel [212](#), [313](#), [322](#))
 Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.