

Magnesium in urine

Analyse

Naam analyse: Magnesium in urine
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Colorimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 2598-1
MEDIDOC-code: 57409A.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 3 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Urinecollectie (neutraal)
Receptiënt: Urinecollectie (neutraal)

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 39 j	0.86-9.54 mmol/L	0.49-7.69 mmol/L
> 39 j	0.25-5.63 mmol/L	0.16-6.17 mmol/L

Facturatie		
Nomenclatuur:	543476 - 543480 B 60 Dosereren van magnesium #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/08/2025	

Laatst gewijzigd op		
21-05-2025		Nena Christensen