

Magnesium in urinecollectie

Analyse

Naam analyse:	Magnesium in urinecollectie
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Colorimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	25954-9
MEDIDOC-code:	57409B.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	3 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Urine
Recipient:	Recipient

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mmol/L
----------	--------

Facturatie

Nomenclatuur:

543476 - 543480 B 60 Doseren van magnesium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.