

ACE

Analyse

Naam analyse:	ACE
Synoniemen:	Angiotensine Converting Enzyme, Kininase II
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Spectrofotometrie (Roche Cobas c702)
LOINC-code:	2742-5
MEDIDOC-code:	57291A.B

Aanvraag

Instructie aanvraag:	Geen bijzonderheden.
Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Receptiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	750 µL
Instructie afname:	Geen bijzonderheden.

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Transport

Instructie transport naar laboratorium: Geen bijzonderheden.

Interpretatie

Eenheid: U/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 18 j	29-112 U/L	29-112 U/L
> 18 j	20-70 U/L	20-70 U/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541995 - 542006 B 200 Doseran van angiotensine convertend
enzyme (Kininase 2) #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

29-04-2025

Nena Christensen