

Arseen

Analyse

Naam analyse:	Arseen
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)
LOINC-code:	5583-0
MEDIDOC-code:	63110A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen

Afname

Matrix:	EDTA-volbloed
Recipiënt:	Oligoelemententube
Minimum hoeveelheid staal:	1200 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	µg/L
----------	------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2.00-23.00 µg/L	2.00-23.00 µg/L

Facturatie	
Nomenclatuur:	547190 - 547201 B 1200 Dosereren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode #(Maximum 5)(Diagnoseregel 70) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op
10-10-2023