

Koper

Analyse

Naam analyse:	Koper
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)
LOINC-code:	5631-7
MEDIDOC-code:	63110F.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen)
------------------------	--

Interpretatie

Eenheid:	µg/dL
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	70-170 µg/dL	70-170 µg/dL

Facturatie	
Nomenclatuur:	540396 - 540400 B 300 Doseran van koper door atoomabsorptie spectrometrie #(Maximum 1) (Cumulregel 14) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
17-03-2025	Leen Hermans