

Androstaandiolglucuronide

Analyse

Naam analyse: Androstaandiolglucuronide
Uitvoerend laboratorium: Algemeen Medisch Laboratorium
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen
03/303.08.00
Analysemethode: RIA
LOINC-code: 1680-8
MEDIDOC-code: 63000Z.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 2 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube
Minimum hoeveelheid staal: 500 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Interpretatie

Eenheid: ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.00-23.60 ng/mL

Facturatie

Nomenclatuur: 435072 - 435083 B 700 Doseran van androstanediol glucuronide #(Maximum 1)(Cumulregel [45](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

05-12-2023

Inge Van Gysel

Copyright © 2025 All rights reserved.