

11-Deoxycortisol

Analyse

Naam analyse:	11-Deoxycortisol
Uitvoerend laboratorium:	Algemeen Medisch Laboratorium Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen 03/303.08.00
Analysemethode:	Tandem massa spectrometrie (AB Sciex QTRAP 6500)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	Min. 28 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	500 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	3x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	ng/dL
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 18 j	50 ng/dL	33 ng/dL

Facturatie	
Nomenclatuur:	434711 - 434722 B 700 Doseran van 11 desoxycortisol #(Maximum 1) (Cumulregel 210 , 322 , 97) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
30-04-2025	Nena Christensen