

Acetylcholinereceptor antilichamen

Analyse

Naam analyse:	Acetylcholinereceptor antilichamen
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	ELISA
LOINC-code:	68937-2
MEDIDOC-code:	58341A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	200 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/2 weken
------------------------	------------

Interpretatie

Eenheid:	nmol/L
----------	--------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.40 nmol/L	0.40 nmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 545856 - 545860 B 900 Detectie van antilichamen tegen de acetylcholine receptor #(Maximum 1) (Diagnoseregul [150](#), [153](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

10-10-2023